



TAKARA PCR 효소 발매 20주년 기념

PCR/qPCR 기기 할인캠페인

기간 : ~2011년 11월 30일

뛰어난 내구성을 가진 PCR Instruments 할인판매

Gradient 기능을 가진 96 well thermal cycler

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® Gradient (Code TP600)

소비자가 6,500,000 원(부가세별도)

Standard type 96 well thermal cycler

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Standard (Code TP650)

소비자가 5,500,000 원(부가세별도)

Personal type 24 well thermal cycler

TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice® mini (Code TP100)

소비자가 4,000,000 원(부가세별도)



편리한 소프트웨어를 이용한 쉬운 Real Time PCR 분석

복잡한 Real Time PCR은 이제 그만!

간편한 소프트웨어, 목적에 맞는 Real Time PCR

Thermal Cycler Dice® Real Time PCR Single (Code TP850)

소비자가 19,900,000 원(부가세별도, 3대 한정)

- SYBR® Green I 검출/ FAM™ 표지 Probe 검출에 특화된 단파장 모델
- 단파장에 특화하여 합리적인 가격으로 공급
- 필요에 따라 여러 개의 plate를 한번에 상대정량분석 가능한
『Multiplate RQ』 장착 가능



다카라코리아바이오메디칼 (주)

TaKaRa

지역별
전문
대리점

그린바이오 (주) (서울, 인천, 경기) 02-2633-7114
(주) 에스앤씨 (서울, 인천, 경기) 02-1644-5778
브니엘바이오 (대구, 경북) 053-381-3611
(주) 삼화교역 (전북) 063-227-3700
(주) 셀피스 (제주) 064-722-6707

(주) 라인바이오 (대전, 충청) 042-471-6666
(주) 대한과학 (부산, 울산, 경남) 051-247-2875
이엔바이오 (진주) 055-761-1036
(주) 진성에스엠알 (광주, 전남) 062-672-7631
이노메딕스 (강원) 033-244-6969

New Product
신제품 런칭

Upgraded Real Time PCR

Thermal Cycler Dice® Real Time System II (Code TP900)

- 고성능 하드웨어를 이용한 정밀분석 가능 : FAM™/SYBR® Green I, ROX™/Texas Red® 다파장 모델
- 편리하고 설정이 쉬운 소프트웨어 : 다양한 분석방법 적용 가능
- 다양한 리포팅 가능 : MS office(.doc, .xls, .ppt), PDF, 텍스트 외
- MIQE 가이드라인을 준수한 최신 소프트웨어



TITERTEK BERTHOLD 할인 캠페인

기간 : ~ 2011년 11월 30일

TITERTEK
BERTHOLD

최고명성의 Luminometer

Berthold Luminometer

할인 캠페인 (Tube type 한정)

FB12

- 가장 기본적인 tube type luminometer
- Stand alone operation or PC operation



Sirius

- Highest performance and flexibility
- Built-in Printer
- 최대 2개 infector 장착가능



Sirius L

- Sirius series의 최신판
- Supersensitivity detector
- PC operation




컴팩트한 전자동 ELISA 분석 기기

Crocodile

miniWorkstation 런칭 캠페인

- Shaker, washer, dispenser, incubator와 reader 5종 기능 장착
- 다양한 ELISA protocol 가능
- 간편한 가동, 쉬운 기기 관리와 유지
- 간편한 장비설치



1. Dispenser
2. Shaker
3. Incubator
4. Washer
5. Reader

자세한 사양 및 견적문의는 다카라코리아(02-2081-2510)로 연락주세요.