

TAKARA PCR 기기 점검 찾아가는 서비스



2012년 TAKARA PCR 기기 점검서비스 시행 안내

일시

- 수도권 및 대전·충청지역 : 2012년 4월 ~
- 경상·전라·강원 지역 : 2012년 5월 ~
- [자세한 일정은 홈페이지 참조]

해당기기

TAKARA PCR 기기 : TaKaRa Thermal Cycler Dice (Code TP600, TP650, TP100)

TAKARA Real Time PCR 기기 : Thermal Cycler Dice Real Time System (TP800, TP850)

점검내역

01. 기기 상태 진단 (Diagnosis) : Rate Test / Cycle Test / Up down Test
02. 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드 (해당장비에 한함)
03. 내부 및 외부 클리닝 : 기기 내부 및 외부 청소

예약안내

다카라코리아 (www.takara.co.kr)
TAKARA PCR 기기 점검서비스 신청페이지

문의

02.2081.2510



목적에 맞는 Real Time PCR Thermal Cycler Dice® Real Time System

- 높은 정량성, 정확한 재현성
- 편리한 소프트웨어
- 96 well plate 적용가능
- 정량, 정성 분석, SNP typing 등 다양한 검출방법이나 해석방법 적용가능
- 좁은 공간에도 설치가능한 컴팩트한 사이즈
- Multiplate RQ(MRQ) 설치가능(옵션) : 복수 plate의 데이터를 한번에 상대정량 분석 가능



Code	제품명	특징
TP900	Thermal Cycler Dice Real Time System II	* 다파장(FAM/SYBR Green I, Rox/Texas Red) 모델 * 4파장까지 추가 필터 장착 가능(HEX/VIC, Cy5)
TP850	Thermal Cycler Dice Real Time System Single	* 단일파장(FAM/SYBR Green I 전용) 모델 * 추가 필터 장착 불가

10년의 노하우, 견고한 선택 TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice®

- Simple Operation
- Easy Sample Setting
- Easy Viewing and Control
- Easy Programming
- Easy Starting
- Thermal Gradient Capable (TP600 모델 한정)



Code	제품명	특징
TP600	TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Gradient	96 well format, Gradient PCR 가능
TP650	TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Standard	96 well format, Standard PCR
TP100	TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice mini	24 well format